




Vorteile von Secret Illusion

Die Secret Illusion Fäden zeichnen sich besonders durch ihren festen Halt aus.

Secret Illusion



Konventioneller Cog-Faden



0 Tage

nach 30 Tagen

Nach 90 Tagen

- Keine Hitzebasierende Produktion, wodurch die Stärke des Fadens erhalten bleibt
- Langanhaltender Effekt von 1-2 Jahren
- Hohe Ankerstärke
- Hohe Zugkraft
- Minimale Gewebereaktion
- Minimales Gewebetrauma
- Großflächige Kollagenformation

Indikationen

- ✓ Kinn- und Halslifting
- ✓ Nasolabialfaltenlifting
- ✓ Wangenlifting
- ✓ Gesichtsverschmälerung

Spezifikationen

Nummer	Nadeltyp	Dicke	Länge (mm) Fäden	Gesamtlänge (mm)	Abstand Widerhaken
1	L-Kanüle	18G	100mm	185mm	90mm
2	L-Kanüle	19G	100mm	185mm	90mm
3	L-Kanüle	18G	70mm	162mm	67mm
4	L-Kanüle	19G	70mm	162mm	67mm

Achtung!

Sobald Sie die Nadel nach der Behandlung entfernen, halten Sie die Nadel mit der offenen Seite nach unten.

Secret Miracle Series

bald erhältlich

PDO/PLA


Secret Miracle ist ein langer Faden mit beidseitigen Nadeln. Er besitzt Zähne, die schnelle und effektive Resultate in den Arealen des Gesichts, der Brüste, der Hüften und allgemein in Regionen mit beanspruchter Haut aufweist. Bereits 2 Stück Secret Miracle können beeindruckende Effekte erzielen.



Secret Miracle

Secret Miracle hat eine lange Nadel (140mm) und eine Nähnadel (31mm). Am häufigsten für mittlere Facelifts und Halsstraffung verwendet, zeigt er den stärksten Liftingeffekt unserer Produkte.

Nadel gauge: 21G
Fadenlänge : 320mm
Nadellänge : 140mm
FadenUSP : 0



Double S Miracle

Double S Miracle hat zwei Nadeln (107mm). Für das Augenbrauen- und Stirnlifting verwendet.

Nadel Gauge: 21G
Fadenlänge : 255mm
Nadellänge : 107mm
Faden USP : 0-0




Filler S Miracle

Filler S Miracle vereint 8 Monofäden in einer Nadel. Für Nase und Nasolabialfalten verw+endet. Wenn die Nadel in die Haut eingeführt wird, greifen die 8 Fäden und bewirken einen starken Volumeneffekt.

8 Fäden
Nadel gauge : 21G
Nadellänge : 40mm / 60mm
Fadenlänge : 50mm / 90mm
Faden USP : 6-0
L-Kanüle



Face line / V Line



Eyebrow / Glabella



Forehead / Nose / Nasolabial Folds



Exklusivvertrieb Deutschland:
MenkeMED GmbH
Tucherpark 22
85622 Feldkirchen
Tel.: +49 89 2020446-0
info@menke-med.de
www.menke-med.de



Hersteller:
Hyundae Med
80, Cheongjeong-ro, Jijeong-myeon,
Wonju-si, Gangwon-do,
Republic of Korea 26347
Tel.: +82-10-4208-2084


Hyundae Secret Line




Fadenlifting mit Hyundai Secret Line

Das Fadenlifting ist ein minimal-invasives Verfahren bei dem mit Hilfe von feinen Nadeln Fäden von außen in die Haut eingezogen werden.


Die Wirkung beruht einerseits auf „Biostimulation“ (Anregung des Wachstums neuer Zellen) andererseits auf Gewebeunterstützung. Daraus folgt ein deutlicher „Lifting-Effekt“. Durch das Einbringen der PDO-Fäden wird die körpereigene Kollagenproduktion auf natürliche Weise angeregt. Die Regeneration der Zellen wird massiv gefördert und der für Sie optimale Straffungseffekt erzielt. Das Ergebnis: Eine sichtbar straffere und deutlich verjüngte Haut.



Vor dem Eingriff
Störende Falten und Hautunebenheiten




Behandlungstag
Der Faden wird in die Haut platziert



Ab ca. Woche 6+
Der Faden wird von Gewebe ummantelt, die Hautregeneration beginnt

Verhalten von Hyundai Secret Line




Mono



Der Mono Strang ist ein Basismodel, bei dem der Faden direkt in die Nadel eingesetzt wurde. Das Verfahren trägt effektiv zur Regeneration der Haut und zur Faltenentfernung bei, da die Selbststimulation der Zelle angeregt wird. Selbst direkt nach dem Eingriff gibt es keine Alltagsunterbrechung. Nebenwirkungen oder Bedenken bezüglich der chirurgischen Entfernung sind ausgeschlossen, da sich der Faden nach 180 Tagen im Körper auflöst. Der Faden ist biologisch abbaubar, biokompatibel und sicher.

Artikel	Dicke	Länge (mm) Nadel	Stärke	Länge (mm) Faden	Menge je VE
M2750J70	27G	50	5-0	70	20
M2938K50	29G	38	6-0	50	20



GAUGE: 25/26/27/29/30

Screw



Ein Mono-Faden wickelt sich um die Nadel und trägt effektiv zum Volumen bei. Basierend auf dem Mono Faden.

Artikel	Dicke	Länge (mm) Nadel	Stärke	Länge (mm) Faden	Menge je VE
S2660J90	26G	60	5-0	90	20
S2750J70	27G	50	5-0	70	20




GAUGE: 25/26/27/29/30

Twin



Der Twin-Faden besteht aus zwei gewundenen Mono-Fäden. Dies hat den Vorteil, dass zwei Fäden gleichzeitig eingesetzt werden können. Der PDO-Faden ist dicker und stärker als die Einzelfaser, dadurch tritt der Effekt des Hautliftings deutlicher auf. Die Stimulation in der SMAS-Schicht (superficial musculo-aponeuretic system) wird stärker angeregt, sodass im Endeffekt mehr neues Kollagen gebildet wird.

Artikel	Dicke	Länge (mm) Nadel	Stärke	Länge (mm) Faden	Menge je VE
TW2660L90	26G	60	7-0 x2	90	20




GAUGE: 25/26/27

Twin Screw



Zwei Mono-Fäden winden sich um die Nadel und tragen größeren Volumenaufbau bei.

Artikel	Dicke	Länge (mm) Nadel	Stärke	Länge (mm) Faden	Menge je VE
TWS2538K50	25G	38	6-0 x2	50	20
TWS2660L90	26G	60	7-0 x2	90	20
TWS2690L150	26G	90	7-0 x2	150	20



GAUGE: 25/26/27

3D Cog cut Type (scharfe Nadeln)

Liftingfäden

Der 3D Faden steht an der Spitze der COG-Faden Evolution. Der Faden kann Gewebe in allen Richtungen fixieren. Der 360 Grad Überstand bietet extra Sicherheit. Das 360°-Design mit spiralförmigen Widerhaken sorgt dafür, dass der 3D Cog das Hautgewebe in unterschiedlichen Richtungen strafft und einen langanhaltenden Effekt ermöglicht.

GAUGE: 19/20/21/22/23

Artikel	Dicke	Länge (mm) Nadel	Stärke	Länge (mm) Faden	Menge je VE
FCL19100E160	19G	100	0-0	160	12
FCL2190G150	21G	90	2-0	150	12

3D Cog non cut Type (stumpfe Nadeln)

Die gezahnten Klingen des Pattern Cog-Fadens verursachen eine hohe Spannung und hervorragende Festigungskraft.

GAUGE: 19/20/21/22/23

Artikel	Dicke	Länge (mm) Nadel	Stärke	Länge (mm) Faden	Menge je VE
FD2190G150	21G	90	2-0	150	12

